

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ MASAŽUOKLIS LY-615A-2

NAUDOTOJO VADOVAS



| | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| Įtampa | 220/240 V | |
| Galia | ≤18 W | |
| Dažnis | 50-60 Hz | |
| Vibracijos | Didelis greitis | 3200 aps./min. |
| | Mažas greitis | 2600 aps./min. |

Patentuotas produktas – draudžiama imituoti ir kopijuoti. Išsaugokite šį naudotojo vadovą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudotojo vadove pateiktas instrukcijas, ypač saugumo perspėjimus. Išsaugokite šį naudotojo vadovą. Ačiū, kad pasirinkote mūsų produktą.

Masažo principai

Masažas – vienas iš tradicinės kinų medicinos kūno gydymo ir sveikatos palaikymo metodų. Sukoncentruotas į tam tikrus kūno taškus, įvairių technikų masažas gali padėti įveikti ligas ir negalavimus, atpalaiduoti raumenis ir sutvirtinti kūną. Masažas užtikrina sveiką organizmo funkcionavimą, biologinės informacijos perdavimą, tinkamą organizmą sudarančių audinių bei organų išsidėstymą ir pan. Masažas – puiki ligas įveikti padedanti priemonė, populiarī visame pasaulyje. Anot kinų medicinos teorijų, kūno paviršius yra susijęs su vidiniais organais įvairiais kanalais ir taškais. Jei prastai funkcionuoja vidiniai organai, ligos požymius galima pastebėti kūno išorėje. Masažuojant ir stimuliuojant kūno paviršius, informacija perduodama į vidinius organus, kurių funkcija sustiprinama ir pagerinama.

Masažas, paremtas naujausiomis žiniomis apie kūno anatomiją, turi teigiamą poveikį imunitetui, skatina uždegimų gijimą, sumažina raumenų spazmus ir skausmą.

Tūkstantmetė patirtis rodo, kad masažas turi teigiamą poveikį uždegimų, žaizdų ir kaulų gijimui, mažina raumenų spazmus, taip pat padeda gydant hiperplaziją, parenchimą ir fibrozę.


Prietaiso paskirtis

- Sumažinti nuovargį, atpalaiduoti pavargusius raumenis.
- Sumažinti dėl prastos kraujo cirkuliacijos atsiradusį skausmą.
- Padėti sustingusiems karko ir pečių raumenims, sumažinti raumenų spazmus.
- Sumažinti dėl nuovargio ar reumato atsiradusį skausmą.
- Tinka visoms kūno dalims masažuoti.
- Intensyvi infraraudonųjų spindulių šilumos terapija.
- Iš dalies skatina lieknėjimą ir riebalų skaidymą.

Saugumo perspėjimai

1. Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
2. Nenaudokite prietaiso labai drėgnose vietose ir patalpose.
3. Prižiūrėkite prietaisą naudojančius vaikus ir neįgaliuosius.
4. Jei pastebėjote prietaiso gedimą, nbandykite jo taisyti patys. Nutraukite prietaiso naudojimą ir nuneškite prietaisą į įgaliotą aptarnavimo centrą.

Masažo zonos



Žmogaus kūne tarp karko ir juosmens yra 650 masažui tinkamų taškų, susietų su tam tikrais organais ir ligomis. Masažas skatina kraujo cirkuliaciją, metabolizmą, padeda sustiprinti imunitetą. Lengvai naudojamas masažuoklis užtikrins masažavimo malonumą ir padės išsaugoti sveikatą.

Trikdžių šalinimas

| Problema | Priežastis | Sprendimas |
|---|--------------------------------|---|
| Neveikia variklis. | Kištukas neįjungtas į rozetę. | Įstatykite prietaiso kištuką iš rozetę. |
| | Mygtuku neįjungėte prietaiso. | Įjunkite prietaisą. |
| Suveikė nuo perkaitimo saugantis saugiklis. | Per ilgai naudojate prietaisą. | Palaukite 30 min. |

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt