

Parafino vonelė

Modelis:SD-55C

Aprašymas:

Naujo dizaino parafino vonelė SD-55C yra didelės talpos ir gali būti naudojama tiek rankų, tiek kojų procedūroms. Korpusas pagamintas iš ABS plastiko, kuris yra atsparus aukštomis temperatūroms ir pasižymi tvirtumu. Temperatūra gali būti reguliuojama nuo 40°C iki 80°C.

Techniniai duomenys:

Galingumas: 440W

Elektros įtampa: 220-240V / 50Hz

110-120V / 60Hz

Didžiausia talpa: 4000ml

Reguliuojama temperatūra: nuo 40°C iki 80°C

Sertifikatai: CE, ROHS.

Nauda:

1. Parafino procedūros minkština ir švelnina odą, neleidamos jai sausėti, senti ir tapti šiurkščiai, ypač žiemą.
2. Ši procedūra yra labai populiari visame pasaulyje dėl paprasto atlikimo ir tobulo efekto.
3. Lyginant su kitomis odos priežiūros procedūromis, parafino procedūros dėka jūsų oda taps glotni ir sudrėkinta akimirksniu, vos tik įmerksite rankas ar kojas į šiltą parafiną.
4. Ši procedūra pagerina kraujotaką ir medžiagų apykaitą.
5. Procedūros metu pašalinamos negyvos odos ląstelės, šiurkšti ir sausa oda sušvelninama, sudrėkinama ir atpalaiduojama.

Naudojimas:

1. Prietaisą reikia padėti ant stabilaus ir karščiui atsparaus stalo. Tuomet išimkite parafiną iš plastikinių maišelių, kuriuose jis supakuotas ir sutrupinkite jį. Atidenkite parafino vonelės dangtį ir sudėkite parafiną.
2. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite prietaiso įjungimo/išjungimo mygtuką "on/off". Užsidegs raudona lemputė. Tai reiškia, kad prietaisas veikia ir pradeda šildyti parafiną.
3. Kai temperatūra pasieks 60°C, išjunkite prietaisą. Temperatūrą galite reguliuoti, spausdami "+ / -" mygtuką. Galite rinktis temperatūrą nuo 40°C iki 80°C.
4. Išstipinto parafino kiekis negali viršyti didžiausios ribos, žymimos "MAX" linija ir negali būti mažesnis, nei nurodyta "MIN" linija.