

Naudojimo instrukcija

Mielas naudotojau,
IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.
Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.




Fig.3





Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8



DĖMESIO!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypač saugumo nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu. Jei tam tikros instrukcijų dalys pasirodys neaiškios ar sunkiai suprantamos, prašome susisiekti su aptarnavimo centru ir tik tada naudotis prietaisu.


SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavę prietaisą ir jo priedus, patikrinkite, ar komplektas pilnas (žiūrėkite instrukcijose pateiktus paveikslus) ir nepažeistas, ar nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonų, nenaudokite prietaiso; pristatykite jį autorizuojamam IMETEC aptarnavimo centrui.
- Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.
- Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. kaip masažo pagalvėlė, skirta naudoti namuose. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu.
- Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba. Prižiūrėkite vaikus, kai jie naudojami masažuokliu ar yra greta jo, kad nežaistų su objektu.
- Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės.
- Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- Venkite objekto sąlyčio su aštriais daiktais, kurie gali jį pažeisti.
- Nesuspauskite, nelankstykite ir nenaudokite šio objekto lauke.
- Jei abejojate, ar galite naudoti prietaisą dėl sveikatos būklės, pasitarkite su savo gydytoju. Nenaudokite jo jei:
 - a) kraujo apytakos sistemos problemos arba sumažėjęs odos jautrumas;
 - b) sergant rimta liga arba esant priešoperacinei būklei;
 - c) peršalus ir karščiuojant, išsiplėtus venoms, esant trombozei, venų uždegimui, geltai, diabetui, nervų ligai (pvz., sėdmens nervo skausmai), tuberkuliozei, turint auglį, hemorojų, ūmų uždegimą ar nubrozdinimą.
- Nerekomenduojama naudoti tiems asmenims, kurie turi širdies stimuliatorių, implantų ar kitų panašių prietaisų, taip pat nėščiosioms ir neaiškios kilmės skausmus kenčiantiems asmenims.
- Objekto nenaudokite toliau nurodytais atvejais:

- a. gyvūnams;
 - b. turint slankstelio išvaržą arba patologinę stuburo būseną;
 - c. turint širdies cirkuliacinės sistemos ligą ar galvos skausmą;
 - d. esant sutinimui, nudegimams, atviroms ar naujoms žaizdoms, kraujosruvoms, kraujuojanč ar kitokiems sužeidimams ant kojų užpakalinės dalies;
 - e. miego metu;
 - f. išgėrus vaistų, pavartojus alkoholio ar narkotikų.
- Prietaisas sukurtas tik naudojimui namuose ir negali būti naudojamas profesionaliems ar medicininiais tikslams.
 - Nenaudokite prietaiso ilgiau, nei rekomenduojama.

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS

1. Įjungimo/ išjungimo mygtukas (ON/ OFF) (Fig. 1)
2. Uždarymo mygtukas (Fig. 1)
3. Vidinis elemento skyriaus užtrauktukas (Fig. 2)
4. Elemento skyrius (Fig. 2)
5. Išorinis užtrauktukas (Fig. 2)



SURINKIMAS / PARUOŠIMAS

- Išpakuokite produktą.
- Patikrinkite, ar jis nepažeistas.
- Įdėkite du AA elementus į pagalvėlę. Atidžiai sekite instrukcijas skyrelyje „Elementų įdėjimas/ pakeitimas“.
- Padėkite pagalvėlę aplink kaklą ir apsaugokite specialiu mygtuku (2) (Fig. 1).

NAUDOJIMAS

- Kad įjungtumėte masažuojančią pagalvėlę, vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką ON/ OFF (Fig. 1).
- Paspauskite jį dar kartą ir išjungsite prietaisą.

Prieš keisdami ar išimdami elementus, patikrinkite, ar prietaisas išjungtas. Jei ilgesnį laiką neketinate naudoti pagalvėlės, iš elementų skyriaus (3) išimkite elementus (žr. Fig. 3).

Elementų įdėjimas/ pakeitimas

- Atsekite išorinį kamušalo ir vidinį kamušalo užtrauktukus (Fig. 4).
- Pernelyg smarkiai netraukdami už laidų, išimkite elementų skyrių (Fig. 5).
- Teisingai įdėkite du AA tipo elementus (Fig. 6).
- Elementų skyrių įdėkite atgal į kamušalo užpakalinę dalį (Fig. 7).
- Užtraukite abu užtrauktukus (Fig. 8).

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

Kamušalo medžiaga gali būti nuimama ir skalbiama.



Skalbti rankomis (maksimali temp. 40°C).



Nebalinti.



Nedžiovinti automatinėje džiovinimo mašinoje.



Nelyginti.



Nevalyti sauso valymo būdu.

Masažuojančią pagalvėlę laikykite vaikams nepasiekiamoje, vėsioje ir sausoje vietoje. Laikykite originalioje pakuotėje. Venkite pagalvės sąlyčio su aštriais daiktais, kurie ją gali pažeisti.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.



Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

Dėmesio: neišmeskite elementų kartu su buitinėmis atliekomis. Jomis turi būti atsikratoma tam skirtose vietose.

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų dalių, kreipkitės į autorizuatą IMETEC techninės priežiūros centrą.

Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame lapelyje.

Jei nebus laikomasi pateiktų naudojimo ir priežiūros instrukcijų, garantija gali būti anuliuojama.

**UAB „Krinona“ autoriztuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas,
tel.: (8-37) 215104 www.krinona.lt**