



IMETEC ELEKTRINIS KAKLO ŠILDYTUVAS

mod. IM-6369Q

Išsamiai perskaitykite instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

BENDROS INSTRUKCIJOS

1. Įsitikinkite ar gaminys nepažeistas. Pastebėjus pažeidimą, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į aptarnavimo centrą.
2. Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
3. Nenaudokite adapterių, prailgintojų ir daugiaviečių kištukinių lizdų.
4. Šį prietaisą galima naudoti tik kaip elektrinį šildytuvą ir tik taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
5. Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - Draudžiama liesti prietaisą drėgnomis rankomis arba kojomis.
 - Išjungiant prietaisą, netraukti už laido arba pačio prietaiso.
 - Saugoti prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
6. Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
7. Pastebėjus prietaiso gedimą arba suveikus prietaiso saugikliui, nebandykite patys jo taisyti. Kreipkitės į aptarnavimo centrą.
8. Naudojant prietaisą, maitinimo laidas būtinai turi būti išvyniotas ir nesuraizgytas!
9. Sugedus prietaiso valdymo blokeliui arba atsiradus pažeidimų maitinimo laide, nenaudokite prietaiso. Kreipkitės į aptarnavimo centrą.
10. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
11. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
12. Prietaisą per ilgai naudojant ir ypač su aukštomis temperatūromis galite nusideginti odą. Neužmirkite naudodami šildytuvą!
13. Atidžiai naudokite šildytuvą lovoje su pakeliamais mechanizmais. Saugokite laidą nuo pažeidimų.
14. Saugokite prietaisą nuo raukšlių ir lankstymų. Nenaudokite šildytuvo, jei jis susiraukšlėjęs ar sulankstytas.
15. Saugokite prietaisą nuo pažeidimų (adatų ir kitų aštrių daiktų).
16. Elektrinis šildytuvas nepritaikytas naudoti gydymui ir gydymo įstaigose.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

SVARBU:

Šiame elektriniame šildytuve yra įmontuotas specialus apsaugos įrenginys, kuris automatiškai reguliuoja temperatūrą, įjungdamas ir išjungdamas įtampą reguliariais intervalais. Elektrinio šildytuvo maksimali temperatūra atitinka IEC standartus, kuris užtikrina saugumą vartotojui. Prietaisas suteikia teisingą karščio kiekį ir nepavojingą kaitrą.

KAIP NAUDOTI

- Elektriniame šildytuve yra valdymo įrenginys su 4 pozicijomis:
 - 0 – išjungta;
 - 1 – minimali temperatūra;
 - 2 – vidutinė temperatūra;
 - 3 – maksimali temperatūra.
- Prieš įjungiant šildytuvą patikrinkite, kad valdymo įrenginys būtų pozicijoje 0, tuomet įjunkite maitinimo laidą į įtampos lizdą.
- Greitam įkaitinimui, pasirinkite poziciją 3. Po kelių minučių šildytuvus bus maloniai šiltas. Uždėkite ant tos kūno vietos, kurią planuojate šildyti ir pasirinkite norimą temperatūrą. Nenaudokite prietaiso gyvūnų šildymui.
- Geriausiam rezultatui pasiekti, po prietaiso išjungimo, laikykite šildytuvą uždengtą tol, kol šiluma neišsisklaidys.

INSTRUKCIJOS PLOVIMUI IR DŽIOVINIMUI

- NUIMAMĄ UŽDANGALĄ PLAUKITE RANKOMIS (40°C).
- Šildytuvus turi nuimamą uždangalą, kurį nuėmus nuo prietaiso galima plauti rankomis, šiltu vandeniu (40°C temperatūroje). Rekomenduojame naudoti neutralią valymo priemonę.

SVARBU: Vidinė prietaiso dalis neplaunama ir nevaloma net sausu būdu.

**NENAUDOKITE DRĖGNO ŠILDYTUVO,
LEISKITE JAM VISIŠKAI IŠDŽIŪTI.**

SAUGOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nenaudojant prietaiso, laikykite jį sausoje vietoje, nedėkite ant jo sunkių daiktų, galinčių suformuoti raukšles.
- Pastebėjus gaminio nusidėvėjimą ar pažeidimų požymius, kreipkitės į aptarnavimo centrą.