

## SUNTACHI Plaukų tiesintuvas AT-01L/S Keratiner

### Naudojimo instrukcija

#### SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, dėl savo pačių saugumo perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį. Instrukcijose aprašytas prietaisas šiek tiek gali skirtis nuo Jūsų įsigyto, nes jis nuolat tobulinamas.

#### KERATINO YPATYBĖS – PAŽANGI TECHNOLOGIJA

- „Plaukiojančios“ plokštelės: prisitaiko prie plaukų sruogos storio
- Daugiafunkcė plaukų formavimo technologija
- Temperatūros valdymo sistema
- 360° lankstus, apie savo ašį besisukantis laidas leidžia laisvai valdyti prietaisą
- Patobulintas keraminis kaitinimo elementas
- Temperatūros stabilumo reguliatorius – leidžia maksimaliai sumažinti temperatūros svyravimus iki 1-2 laipsnių.

Elegantiška rankena ir mažas svoris užtikrina idealų ir patogų prietaiso valdymą.

#### PRIETAISO DALYS



#### PRIETAISO DUOMENYS

Modelis: AT-01L/S

Įtampa: AC100 V ~ 240 V, 50 Hz – 60 Hz

Elektros sąnaudos: 43 W

Temperatūra: 120° C - 230° C (±10° C)

Svoris: 197 g (išskyrus laidą)

Dydis: 26 x 260 x 35 (plotis x ilgis x aukštis)

Laido ilgis: 250 – 300 cm

#### NAUDOJIMAS

- Prietaiso kištuką įjunkite į elektros lizdą.
- Paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį.
- Nustatykite temperatūrą (tinkama 150° C – 180° C temperatūra).
- Baigę naudotis prietaisu, paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

**DĖMESIO:** kai nustatoma maksimali prietaiso temperatūra 230° C, prietaisas yra labai karštas.

**DĖMESIO!** Galimas kaitimas/šilimas tiesintuvo korpuso išorinėje dalyje. Kaitimo/šilimo stiprumas priklauso nuo tiesintuvo modelio.

#### TEMPERATŪROS PASIRINKIMAS

Temperatūra	Plaukų tipas	Naudojimas
120° C	Smarkiai pažeisti plaukai	Namuose ir profesionaliai
150° C - 180° C	Ploni sveiki plaukai	Namuose ir profesionaliai
180° C - 200° C	Stori sveiki plaukai	Tik profesionaliai
230° C	Speciali plaukų formavimo procedūra (braziliška keratino procedūra)	Tik profesionaliai

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras  
Raudondvario pl.162, Kaunas, tel.: (8-37) 215104, mob.tel.

864033213,865594090

www.krinona.lt